

## Biolan 0,15% krople do oczu x 20 minimsów



Cena: 24,70 PLN

### Opis słownikowy

Dostępność	wysyłamy od ręki
Opakowanie	20 minimsów
Postać	Krople
Producent	PHARM SUPPLY
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny
Substancja czynna	Natrii hyaluronas

### Opis produktu

#### Skład

0,15% soli sodowej kwasu hialuronowego, chlorek sodu, zasadowy fosforan sodu, dwuzasadowy fosforan sodu, woda oczyszczona.

#### Wskazania i działanie

- BIOLAN® jest sterylnym, nie zawierającym środków konserwujących, wysoko elastycznym preparatem, który tworzy warstwę ochronną na powierzchni rogówki oka. Preparat zawiera wyłącznie naturalne substancje biologiczne.
- BIOLAN® chroni, nawilża i powleka powierzchnię oka likwidując na długi czas dyskomfort oka spowodowany przez czynniki mechaniczne (twarde lub miękkie soczewki kontaktowe), okulistyczne procedury diagnostyczne, niekorzystne oddziaływanie środowiska (klimatyzowane pomieszczenia, wiatr, zimno, dym papierosowy) jak również długotrwała praca obciążająca narząd wzroku (monitor komputerowy, mikroskop, długotrwałe prowadzenie pojazdów).

#### Środki ostrożności

##### Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku, gdy minims jest uszkodzony.

Nie dotykać powierzchni oka, ani żadnych innych przedmiotów otwartym zakraplaczem minimsa, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia. Zawartość minimsa jest przeznaczona do użytku jednorazowego, pozostały w nim preparat powinien być wyrzucony natychmiast po użyciu. Preparatu nie stosować jednocześnie z innymi lekami do oczu.

Nie stosować w oku wykazującym objawy infekcji.

Bezpośrednio po zakropleniu przez krótki czas może występować zaburzenie widzenia w postaci zamglenia. W tym czasie nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Nie stosować po upływie daty ważności.

##### Dawkowanie

Oddzielić jeden minims. Upewnić się, że minims nie jest uszkodzony. Otworzyć minims przez pokręcanie górną, płaską, częścią (nie odrywać). Zakropić 1-2 krople preparatu do każdego oka lub nanieść kroplę na wewnętrzną powierzchnię soczewki. Jeżeli dyskomfort nie

ustępuje należy zwrócić się o poradę do lekarza okulisty.

**Informacje dodatkowe**

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).