

## Help4Skin Kurzajki i Brodawki 50 ml

Cena: 44,55 PLN



**USUWA  
BRODAWKI I KURZAJKI**

### Opis słownikowy

Dostępność	Produkt dostępny
Opakowanie	50 ml
Postać	Aerozole
Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Skład

Dimetyloeter i płynny propan.

#### Wskazania i działanie

- Krioterapia opatentowaną metodą VERRUKILL® to bezpieczny, skuteczny i praktyczny sposób rozwiązania problemu brodawek i kurzajek w warunkach domowych.
- Polega na całkowitym wymrożeniu zmian w bardzo krótkim czasie, co uruchamia naturalny proces ich usuwania. Zamrożona brodawka powinna stopniowo zanikać lub odpaść po około 10 dniach, odsłaniając nowy, zdrowy naskórek. Jednorazowy zabieg wystarcza zazwyczaj do usunięcia problemu, z wyjątkiem przypadków szczególnie opornych brodawek lub kurzajek. W takich wypadkach konieczne będzie powtórzenie zabiegu po upływie dwóch tygodni.
- Help4Skin brodawki i kurzajki jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia.
- Wyrób wystarcza na 12 aplikacji.

#### Przeciwwskazania

**KIEDY NIE STOSOWAĆ WYROBU MEDYCZNEGO Help4Skin BRODAWKI I KURZAJKI**

- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami krążenia. W razie zaburzeń krążenia przed wykonaniem zabiegu należy poradzić się lekarza.
- Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.
- Nie stosować na podrażnionej lub zakażonej skórze. W razie wątpliwości dotyczących leczonej części ciała przed wykonaniem zabiegu należy poradzić się lekarza.
- Nigdy nie stosować produktu na skórze z ciemnymi przebarwieniami, znamionami barwnikowymi, znamionami wrodzonymi lub nietypowymi, owłosionymi naroślami podobnymi do brodawek lub kurzajek.
- Nie stosować wyrobu w szczególnie wrażliwych obszarach skóry (twarz, podbródek, pacha, sutek, odbyt, narządy rozrodcze,

usta, nos, wargi, uszy i okolice oczu).

- Nie stosować w skojarzeniu z innymi preparatami przeznaczonymi do usuwania brodawek.

#### Dawkowanie

**Brodawki zwykłe i kurzajki:** zazwyczaj wystarcza jeden zabieg. W razie konieczności zabieg należy powtórzyć po upływie 2 tygodni. Jeśli po 4 zabiegach nie dojdzie do poprawy, należy zgłosić się do lekarza. Kurzajki są zwykle bardziej odporne na leczenie. Konieczne może być powtórzenie zabiegu 3–4 razy w odstępach dwutygodniowych. Jeśli po 4 zabiegach nie dojdzie do poprawy, należy zgłosić się do lekarza.

**Skupisko brodawek:** zaleca się przeprowadzenie zabiegów osobno w obrębie każdej brodawki w odstępach dwutygodniowych.

#### Działania niepożądane

W przypadku zabiegów wymrażania może dojść do przemijającego odfarbowania skóry. Skóra stopniowo wróci do normy. Nieprawidłowe użytkowanie produktu niezgodnie z instrukcjami podanymi w tej ulotce informacyjnej może doprowadzić do zbyt głębokiego zamrożenia, prowadzącego do powstania blizn i uszkodzenia znajdujących się poniżej nerwów. Nadmierne zamrożenie może doprowadzić do uszkodzenia tkanki wokół brodawki. Nie przytrzymywać aplikatora na brodawce zwykłej dłużej niż przez 20 sekund. W przypadku kurzajek (z wyjątkiem występujących na palcach i sklepieniu stopy) nie przytrzymywać aplikatora na skórze dłużej niż przez 40 sekund.



#### Informacje dodatkowe

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).

## Galeria

**help4skin**  
BRODAWKI I KURZAJKI

**SKUTECZNIE, SZYBKO I BEZPIECZNIE**  
pozbaądź się brodawek i kurzajek!

**help4skin**  
BRODAWKI I KURZAJKI

**SKUTECZNY**

- + Efekt już po 1 użyciu
- + Wymraża kurzajki i brodawki aż do korzenia

**SZYBKI**

- + Aktywacja trwa 1 sekundę


**BEZPIECZNY**

- + 12 jednorazowych aplikatorów eliminuje ryzyko przeniesienia wirusa
- + Precyzyjna aplikacja bezpośrednio na brodawkę/kurzajkę

**help4skin**  
BRODAWKI I KURZAJKI

**STOSOWANIE**

- + Zazwyczaj wystarcza **jeden zabieg**
- + W razie konieczności zabieg należy powtórzyć po upływie 2 tygodni\*



Produkt jest wskazany do stosowania u **dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia**

\*Jeśli po 4 zabiegach nie dojdzie do poprawy, należy zgłosić się do lekarza. Kurzajki są zwykle bardziej odporne na leczenie. Konieczne może być powtórzenie zabiegu 3–4 razy w odstępach dwutygodniowych. Jeśli po 4 zabiegach nie dojdzie do poprawy, należy zgłosić się do lekarza.

**help4skin**  
BRODAWKI I KURZAJKI

**SZYBKA i SKUTECZNA**  
pomoc w walce z brodawkami

★★★★★

**4,6/5**

Średnia ocena użytkowników Ceneo.pl\*

- + Wydajność
- + Szybkość działania
- + Skuteczność



\*w oparciu o dane z serwisu Ceneo.pl, średnia z 62 opinii użytkowników z dnia 10.08.2021

**help4skin** ❤️

POZNAJ SERIĘ PRODUKTÓW

GOJENIE RAM

GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY

