

# Termometr medyczny na czoło na pasku z folii (niebieski)

Cena: 6,85 PLN

## Opis słownikowy

Dostępność	Niedostępny
Opakowanie	1 szt
Postać	Sprzęt medyczny
Producent	GREHEN
Rodzaj rejestracji	Sprzęt medyczny

## Opis produktu

### Wstęp

**Termometr medyczny na czoło na pasku z folii** to produkt, który może okazać się bardzo przydatny w regularnym monitorowaniu temperatury, zwłaszcza u dzieci. Charakteryzuje się on bardzo dużą prostotą działania, dzięki czemu sprawdza się do sprawdzania stanu gorączki u najmłodszych. Stworzony z bezpiecznego, nietłukącego materiału zapewnia krótki czas pomiaru z dużą dokładnością.

### Działanie termometru medycznego na czoło

- Wskaźnik służy do oceny temperatury ciała w zakresie od 35,3°C do 41,0°C w 5-cio stopniowej skali odczytu N, 37, 38, 39, 40.
- Wartość temperatury określana jest na podstawie zmiany barw indeksów będącej funkcją temperatury powierzchni czoła, z dokładnością do 0,3°C.

### Sposób użycia

- Przyłożyć wskaźnik czarną wewnętrzną stroną do suchego czoła nad lewym lub prawym łukiem brwiowym, przytrzymać opuszkami palców oba końce wskaźnika przez około 15 sekund.
- Odczytać wskazania, nie zdejmując wskaźnika z czoła.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Uwaga: Aby pomiar był dokładny, należy używać wskaźnika w temperaturze pokojowej (18 - 24°C) co najmniej 30 minut po wykonywaniu czynności fizycznej (spacer, gimnastyka, jedzenie, picie itp.).

### Ważne wskazówki bezpieczeństwa

- Wskaźnik jest przeznaczony tylko do pomiaru temperatury ciała.
- Do dezynfekcji wskaźnika należy używać środków wymienionych w punkcie „Czyszczenie i dezynfekcja”.
- Nie narażać wskaźnika na działanie wysokich temperatur.
- Chronić wskaźnik przed promieniowaniem słonecznym i UV.
- Wskaźnik jest nieużyteczny dla osób z daltonizmem.

### Czyszczenie i dezynfekcja

- Powierzchnię kontaktu ze skórą przecierać wacikiem nawilżonym środkiem dezynfekującym, np. alkoholem etylowym <60°. Przy niezastosowaniu się do powyższych wskazówek producent nie gwarantuje prawidłowości pomiarów.
- Wskaźnik wielokrotnego użytku.

- Nie wymaga zasilania elektrycznego.
- Okres trwałości: 5 lat.

#### **Przechowywanie**

Termometr medyczny na czoło należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 15°C - 25°C

#### **Kiedy należy zbijać gorączkę?**

Gorączka świadczy o reakcji układu odpornościowego, którego celem jest odparcie ataku wirusów, bakterii lub grzybów. Jest to więc dla naszego ciała symptom korzystny, gdyż świadczy o tym, że organizm walczy z infekcją. I choć gorączka związana jest z przykrymi dolegliwościami, takimi jak: ból głowy, dreszcze i ogólne osłabienie, kiedy jej wartość mieści się w granicach 37-38,5 stopni, nie należy jej zbijać. Działając w sposób, który ma obniżyć gorączkę, możemy zakłócić naturalne mechanizmy obronne ciała, przez co proces leczenia będzie trwał dłużej.

Termometr medyczny na czoło pozwala na kontrolowanie temperatury ciała, dzięki czemu można regularnie sprawdzać, czy stan chorego utrzymuje się w dalszym ciągu na poziomie, w którym gorączki zbijać nie trzeba. Dzięki systematycznemu mierzeniu temperatury można zadziałać w odpowiednim czasie, czyli kiedy jej wartość przekroczy 38,5 stopni.

#### **Jak mierzyć gorączkę?**

Istnieje kilka rodzajów termometrów, umożliwiających monitorowanie temperatury ciała. Najpopularniejsze są termometry elektroniczne lub szklane bezręczowe, a najczęstszy sposób pomiaru to metoda pod pachą. Za dokładniejsze uważa się mierzenie temperatury w ustach lub odbycie, choć w ostatnich czasach powszechnie stosowane są także termometry, które pozwalają na mierzenie temperatury przy dotyku do czoła. Jest to prosta i bezinwazyjna metoda, pozwalająca na szybkie uzyskanie wyniku, a jednocześnie niewymagająca długiego pozostawiania w bezruchu. Termometr medyczny na czoło marki Grehen to produkt, który z pewnością zainteresuje wszystkich rodziców, poszukujących łatwego sposobu na badanie gorączki u dzieci. Długość badania to około 15 sekund, a dokładność pomiaru wynosi ok. 0,3 stopni Celsjusza. Taki termometr to bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie dla niespokojnych maluchów, które nie lubią czekać długi czas na uzyskanie wyniku badania i wiercą się podczas próby pomiaru w innych częściach ciała.

#### **Producent**

GREHEN

#### **Informacje dodatkowe**

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).