

## Wortie preparat do usuwania brodawek i kurzajek 50 ml



Cena: 33,50 PLN

### Opis słownikowy

Dostępność	wysyłamy od ręki
Opakowanie	50 ml
Postać	Aerozole
Producent	VITAMED
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Skład

Eter dimetylowy

#### Wskazania i działanie

- Wortie to innowacyjny preparat do usuwania kurzajek i brodawek stóp. Unikalna, opatentowana kriokońcówka pozwala na zamrożenie kurzajki lub brodawki stóp, w sposób, w którym nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu skóry z płynnym gazem. Zaokrąglony kształt końcówki umożliwia dokładną aplikację zimna wyłącznie na kurzajkę lub brodawkę stóp, bez oddziaływania na otaczającą zdrową skórę, co sprawia, że zabieg jest mniej bolesny i nie uszkadza naskórka.
- Zapewnia efektywne zamrożenie kurzajek i brodawek stóp.
- Umożliwia precyzyjną aplikację zimna na kurzajkę lub brodawkę stóp.
- Nie uszkadza skóry wokół brodawki – bezpieczeństwo stosowania.
- Działa szybko i jest łatwy w użyciu.
- Odpowiedni dla dzieci od 4 roku życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Pojemnik pod ciśnieniem: w przypadku ogrzania może wybuchnąć. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni – palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed światłem słonecznym. Jeśli preparat jest stosowany u dzieci, to ze względów bezpieczeństwa zawsze musi go aplikować osoba dorosła. Nie należy naciskać zbyt mocno brodawki. Jeśli kilka brodawek położonych jest blisko siebie, należy jednorazowo leczyć tylko jedną.

#### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

**Nie stosować preparatu Wortie**

u dzieci poniżej 4 roku życia, u osób chorych na cukrzycę lub z zaburzeniami krążenia krwi w obrębie rąk lub stóp, w obszarze lub w pobliżu twarzy, dołu pachowego, piersi, pośladków ani okolic narządów płciowych, w leczeniu znamion wrodzonych, pieprzyków, brodawek, z których wyrastają włosy ani żadnych innych zmian o charakterze plam, na obszarach skóry wrażliwej, objętej stanem zapalnym, uszkodzonej, zranionej, otartej, zmienionej chorobowo lub swędzącej, w przypadku wrażliwości, czy dana zmiana skórna jest brodawką zwykłą (kurzajką) czy brodawką stóp, należy skonsultować się z lekarzem.

#### **Środki ostrożności**

#### **Dawkowanie**

Zdjąć kapturek ochronny i umieścić opakowanie preparatu na równej powierzchni:

1. Przekręcić nasadkę aktywującą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z pozycji 0 na I, mocno trzymając za dolny pierścień. Nie wciskać nasadki aktywującej przed przygotowaniem do zamrożenia brodawki.
2. Postawić aerozol na twardej powierzchni i wciskać białą nasadkę aktywującą przez 3 sekundy. Następnie pozostawić opakowanie na 2 – 3 sekundy. Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć metalowej końcówki w trakcie wciskania nasadki.
3. Dotykać metalową końcówką kurzajkę przez 20 sekund, a brodawkę stóp przez 40 sekund. Należy upewnić się, że metalowa końcówka pokrywa możliwie całą powierzchnię brodawki.

#### **Informacje dodatkowe**

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).