

Biorepair cylindryczne (0,82 mm) szczoteczki międzyzębowe x 5 szt



Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	Niedostępny
Opakowanie	5 szt
Postać	Szczoteczki, czyściki
Producent	COSWELL
Rodzaj rejestracji	Sprzęt medyczny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Charakterystyka

Cylindryczne (0,82 mm) szczoteczki międzyzębowe Biorepair® (5 sztuk)

- z cząsteczkami microRepair® regenerującymi szkliwo
- zawierają SCP – samoczyszczący polimer, który nadaje właściwości bakteriostatyczne – zawsze aktywny w 100%
 - Self Cleaning Polymer (SCP) to specjalny proces polimeryzacji nadający właściwości bakteriostatyczne wszystkim materiałom, z których wykonana jest gama akcesoriów Biorepair®. Dzięki tej innowacyjnej technologii, opartej na naturalnych mikroelementach, namnażanie się bakterii zostaje zahamowane. Ich ochrona bakteriostatyczna pozostaje niezmienna, nawet pomimo upływu czasu.
- do przestrzeni międzyzębowych 0,82 mm
- ISO 2 = 0,82 mm (standardowe)
- elastyczna i ergonomiczna rączka
- dogłębne oczyszczanie dla zdrowych dziąseł i zębów
- aromat świeżej mięty

Zawierają **cząsteczki microRepair®**, które docierając tam, gdzie klasyczna szczoteczka nie ma dostępu, pomagają zapobiegać tworzeniu się płytki bakteryjnej, która jest przyczyną próchnicy i stanów zapalnych dziąseł. Dzięki delikatnemu włosiu i stalowemu rdzeniowi pokrytemu poliuretanem (aby nie zarysować szkliwa i dziąseł), szczoteczki Biorepair® usuwają płytkę bakteryjną i resztki pokarmu z najtrudniej dostępnych miejsc. Łączne stosowanie past do zębów i akcesoriów Biorepair® pomaga zapewnić pełną ochronę zdrowia zębów.

Sposób użycia:

Używaj szczoteczki odpowiedniej wielkości, dostosowanej do przestrzeni międzyzębowych. Bez użycia siły umieść szczoteczkę w przestrzeni międzyzębowej i poruszaj nią delikatnie w przód i w tył. Powtórz wyżej wskazane czynności we wszystkich kolejnych

przestrzeniach międzyzębowych na obu łukach zębowych, za każdym razem płuczac szczoteczkę. Odłóż szczoteczkę, umieszczając na niej nasadkę ochronną. Używanie szczoteczki w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenia dziąseł.

Informacje dodatkowe

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.