

## Suproderm vulqan carbon plaster rozgrzewający x 40 szt

Cena: 79,45 PLN



### Opis słownikowy

Dostępność	Niedostępny
Opakowanie	40 szt
Postać	Plastry
Producent	S-LAB
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny

### Opis produktu

#### Skład

Aktywny węgiel drzewny, woda, sproszkowane żelazo, wermikulit.

#### Wskazania i działanie

- Rozgrzewa i łagodzi dolegliwości:
  - reumatyczne,
  - mięśniowe,
  - stawowe,
  - nerwobóle,
  - krzyżowo-lędźwiowe.

#### Dawkowanie

Przykleja się na białiznę w okolicy krzyżowej, klatki piersiowej, karku, ścięgien, stawów, bolących mięśni. Plaster nie brudzi ubrań, bardzo łatwo go usunąć z białizny (ubrania). Plaster jednorazowy, przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Ostrożnie rozerwać szaszetkę z plasterem. Nie spać z naklejonym plasterem. Nie dociskać plastra w czasie używania. Wyjąć plaster z szaszetki bezpośrednio przed użyciem. Zdjąć taśmę zabezpieczającą klej i niezwłocznie przykleić plaster na białiznę w okolicach miejsca bólu.

#### Przeciwwskazania

- Plastra rozgrzewającego nie należy stosować:
  - na skórze podrażnionej, popękanej lub uszkodzonej,
  - u dzieci poniżej 6 roku życia,
  - u osób, które nie mogą same usunąć plastra lub mają brak czucia na powierzchni ciała bez dorosłego opiekuna,
  - w przypadku obniżenia koncentracji np: po zastosowaniu leków uspakajających lub po spożyciu napojów alkoholowych,
  - w miejscu iniekcji, na otwarte rany i w miejscu stosowania innych środków miejscowo na skórę,

- bezpośrednio po urazie ciepło może nasilić opuchliznę lub spowodować narastanie krwiaka,
  - podczas równoczesnego miejscowego stosowania na skórę innych produktów leczniczych lub równocześnie z innymi źródłami ciepła (np. urządzenie emitujące promieniowanie podczerwone),
  - w trakcie kąpieli lub prysznica.
- Jeżeli pojawi się zaczerwienienie należy skontaktować się z lekarzem.

#### **Informacje dodatkowe**

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).