

## Sorbact kompres 4 cm x 6 cm

Cena: 6,10 PLN



### Opis słownikowy

Dostępność	wysyłamy w 1-2 dni robocze
Opakowanie	1 szt
Postać	Materiały opatrunkowe
Producent	ABIGO MEDICA
Rodzaj rejestracji	Materiały opatrunkowe
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Wskazania i działanie

- **Sorbact® kompres** składa się z tkaniny wiskozowej impregnowanej estrem kwasu tłuszczowego.
- Mechanizm działania opatrunków **Sorbact®** oparty jest na wiedzy, że powierzchnie hydrofobowe (odpychające wodę) wiążą się ze sobą. Większość patogennych bakterii i grzybów wywołujących choroby posiada hydrofobową powierzchnię i dlatego wiąże się z powierzchnią Sorbact®.

#### Zastosowanie opatrunków Sorbact®:

Leczenie różnego typu zanieczyszczonych, sączących się, skolonizowanych i zainfekowanych ran, niezależnie od przyczyny.

Sorbact® może być także stosowany w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia "czystych" ran lub w leczeniu zakażeń grzybiczych w fałdach skórnych.

Sorbact® wiąże takie bakterie jak: Staphylococcus aureus, Streptococci, E. coli, Pseudomonas oraz grzyby, takie jak Candida albicans.

#### Przeciwwskazania

Opatrunku Sorbact® nie należy używać razem z tłustymi maściami stosowanymi na rany lub na miejsca zakażone grzybami, ponieważ takie skojarzone leczenie może być mniej skuteczne.

#### Działania niepożądane

Działania niepożądane lub ryzyko cytotoksyczności nie są znane. Nie wykazano ryzyka rozwoju oporności bakterii lub grzybów ze względu na fizyczny mechanizm działania Sorbact®.

**Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.**

#### Informacje dodatkowe

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem [bok@aptekaotc.pl](mailto:bok@aptekaotc.pl).