

Dermedic Hydrain 3 Hialuro naprawczy krem przeciwzmarszczkowy na noc 55 g (z pompką)

Cena: 36,50 PLN



Opis słownikowy

Dostępność	Dostępny w aptece w 24h
Opakowanie	55 g
Postać	Kremy
Producent	BIOGENED
Rodzaj rejestracji	Kosmetyk
Substancja czynna	-

Opis produktu

Hydrain 3 Hialuro to wzmocniona siła nawadniania skóry o bogatych konsystencjach i składach. Kosmetyki przeznaczone są dla skóry wyjątkowo wysuszonej, wymagającej intensywnej pielęgnacji nawadniającej.

Działanie:

- wzmocniony system nawadniania: długofalowe, intensywne nawodnienie nawet bardzo wysuszonej skóry,
- przywrócenie zdolności skóry do nawilżania, zatrzymanie wody w naskórku,
- wygładzenie skóry, zniwelowanie uczucia napięcia i ściągnięcia, brak podrażnień,
- uczucie świeżości i czystości.

Preparaty zawierają idealnie dobraną dawkę konserwantu dzięki sześciokrotnemu procesowi odkażania produktów. Wśród składników serii znaleźć można:

- **Urea** – mocznik - to substancja występująca naturalnie w naszym organizmie. Jest on jedną z istotnych składowych NMF (Natural Moisturizing Factor) - naturalnego czynnika nawilżającego skóry, który odpowiada za odpowiednie nawodnienie warstwy rogowej naskórka. Silnie nawilża - do 10%. Lekko złuszcza - powyżej 10%. Zwiększa przenikanie składników aktywnych w głąb skóry. Zgodnie z badaniami, jest to składnik nietoksyczny i dobrze tolerowany nawet przez osoby skłonne do alergii i podrażnień.
- **Hyaluronic Acid** – kwas hialuronowy - występuje w ludzkim organizmie zatem jest przez niego łatwo przyswajalny i bezpieczny w stosowaniu. To jeden z podstawowych składników tkanki łącznej. Występuje w skórze właściwej, mózgu, kościach, płynie łożowym i stawowym. Wnika w głębsze warstwy skóry. Usprawnia absorpcję innych składników. Nie powoduje rozszerzania naczyń krwionośnych. Cząsteczka kwasu hialuronowego posiada zdolność wiązania aż 200 - 250 cząsteczek wody, dzięki czemu kwas hialuronowy potrafi skutecznie zatrzymywać wodę w skórze i zapobiegać jej przesuszeniu.
- **Hydroavena** - zmikronizowane oligopeptydy owsa - mikroskopijne cząsteczki uzyskiwane z owsa. Wiążą wilgoć w warstwie rogowej skóry. Natychmiast ujędrniają. Wygładzają skórę.

- **Hydroveg VV** - kompleks składników NMF (mocznik, lizyna, sól sodowa kwasu PCA, kwas mlekowy), obecnych w zdrowej skórze. Odpowiedzialny jest za utrzymanie nawilżenia w warstwie rogowej skóry. utrzymuje nawilżenie w warstwie rogowej skóry. Poprawia elastyczność. Utrzymuje właściwe, kwaśne pH skóry na poziomie - 4,5 do 6,2.
- **Dermedic Hydrain 3 Hialuro naprawczy krem przeciwzmarszczkowy na noc** - redukuje zmarszczki, poprawia napięcie i uelastycznia.
- **Lipomoist** – kompleks fitopolimerów w postaci filmu molekularnego o wyjątkowych właściwościach nawilżających i uelastyczniających skórę z zamkniętą wewnątrz glikoproteiną z dna oceanu. Pobudza produkcję keranocytów i zwiększa łączenie się fibroblastów, prowadząc do wzmocnienia skóry. Stymuluje syntezę elastyny i kolagenu typu I i IV poprawiając jędrność skóry. Po 30 dniach stosowania następuje regeneracja skóry i spłylenie zmarszczek do 18%.
- **Witamina E** z dodatkową dawką tokoferoli (w tym Beta-tokoferol, Gamma-tokoferol i Delta-tokoferol) zawartych w **oleju arganowym** chronią przed starzeniem się komórek skóry. Nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3, Omega-6 i Omega-9 rewitalizują zmęczoną skórę, wykorzystując spowolnione procesy metaboliczne podczas snu dla intensywnego działania kremu.
- Wzmocniony, skoncentrowany system nawadniania skóry – Hialuronic acid – **kwas hialuronowy 5%** oraz **olej arganowy** w skoncentrowanej dawce powodują odczuwalny wzrost nawilżenia skóry już po 15 minutach od nałożenia preparatu i utrzymują ten stan przez wiele godzin.
- Olej arganowy wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry zapobiegając ucieczce wody z naskórka, tworząc film ochronny.
- Zalecany do pielęgnacji przeciwstarzeniowej skóry suchej i bardzo suchej, przesuszonej.

Składniki aktywne

Woda termalna, Kwas hialuronowy 5%, Olej arganowy, Lipomoist, Kwasy Omega, Masło Shea, Witamina E.

Stosowanie

Nanieść na twarz, szyję i dekollet równomierną warstwę preparatu i pozostawić do wchłonięcia.

Informacje dodatkowe

W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.